


U 184/1

Unterkorb

zur optimalen Aufnahme von Zentrifugenröhrchen, Vials und Reagenzgläsern.

EAN: 4002513805659 / Materialnummer: 06439180 / Alte Materialnummer: 69118403D



- Ausgestattet mit 96 Injektordüsen
- Nur in Verbindung mit Oberkorb O 175 / O 187 / O 184 einsetzbar
- Bestückungshöhe: ca. 170 mm

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8536	•
Produktkategorie	
Injektorkorb	•
Unterkorb	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Maximale Bestückungshöhe in mm	170
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Pipetten/Vials	•
Aufbereitung von Reagenzgläsern	•
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	250
Außenmaß, Nettobreite in mm	515
Außenmaß, Nettotiefe in mm	531
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	270
Außenmaß, Bruttobreite in mm	525
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	540
Nettogewicht in kg	5,00
Bruttogewicht in kg	6,00
Beipack	
ID 90, Injektordüse Ø 2,5 mm, Länge 90 mm [Anzahl]	96