

E 715/1

Wagen

zur Aufnahme von bis zu 4 AN-Sets bzw. 12 Atemschläuchen (1,5 m) und Zubehör.



- Lagerung der Atemschläuche auf spiralförmiger Wendel
- Ausgestattet mit einem Anschluss für Heißlufttrocknung
- Magnetleiste für automatische Wagenerkennung (ohne Magnete ML)

EAN: 4002513872699 / Materialnummer: 06491890 / Alte Materialnummer: 69571502D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7825	•
G 7826	•
Produktkategorie	
Wagen für Anästhesie-Instrumentarium	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Anästhesie-Instrumentarium	•
Kapazität	
AN-Sets [Anzahl]	4
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	530
Außenmaß, Nettobreite in mm	600
Außenmaß, Nettotiefe in mm	645
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	560
Außenmaß, Bruttobreite in mm	640
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	680
Nettogewicht in kg	9,70
Bruttogewicht in kg	10,00
Beipack	
E 430/1 1/3 Siebschale [Anzahl]	1
E 431 Injektordüse für Faltenbalg, Ø 8 x 193 mm [Anzahl]	1
E 432 Halterung für Faltenbeatmungsschläuche [Anzahl]	1
E 433 Halterung für Silikonbeatmungsschläuche [Anzahl]	3
E 434 Halterung für Kinderbeatmungsschläuche [Anzahl]	1
E 466 Injektordüse 8 x 333 mm, für Atembeutel [Anzahl]	6
E 496 Injektordüse 4 x 120 mm [Anzahl]	15
Magnetleiste für die automatische Wagenerkennung (ohne Magnete) [Anzahl]	1