

E 715/1

Wagen

zur Aufnahme von bis zu 4 AN-Sets bzw. 12 Atemschläuchen (1,5 m) und Zubehör.



- Lagerung der Atemschläuche auf spiralförmiger Wendel
- Ausgestattet mit einem Anschluss für Heißlufttrocknung
- Magnetleiste für automatische Wagenerkennung (ohne Magnete ML)

EAN: 4002513872699 / Materialnummer: 06491890 / Alte Materialnummer: 69571502D

| Produktzugehörigkeit | |
|--|-----------------------|
| Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin | • |
| Gerätezugehörigkeit | |
| G 7825 | • |
| G 7826 | • |
| Produktkategorie | |
| Wagen für Anästhesie-Instrumentarium | • |
| Produkteigenschaften | |
| Material | Edelstahl, Kunststoff |
| Farbe | Edelstahl, Schwarz |
| Anwendungsbereich | |
| Aufbereitung von Anästhesie-Instrumentarium | • |
| Kapazität | |
| AN-Sets [Anzahl] | 4 |
| Standard Elektroanschluss | |
| Phasenanzahl | 0 |
| Spannung in V | 0-0 |
| Frequenz in Hz | 0-0 |
| Gesamtanschluss in kW | 0,00-0,00 |
| Absicherung in A | 0-0 |
| Maße und Gewicht | |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm | 530 |
| Außenmaß, Nettobreite in mm | 600 |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm | 645 |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm | 560 |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm | 640 |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm | 680 |
| Nettogewicht in kg | 9,70 |
| Bruttogewicht in kg | 10,00 |
| Beipack | |
| E 430/1 1/3 Siebschale [Anzahl] | 1 |
| E 431 Injektordüse für Faltenbalg, Ø 8 x 193 mm [Anzahl] | 1 |
| E 432 Halterung für Faltenbeatmungsschläuche [Anzahl] | 1 |
| E 433 Halterung für Silikonbeatmungsschläuche [Anzahl] | 3 |
| E 434 Halterung für Kinderbeatmungsschläuche [Anzahl] | 1 |
| E 466 Injektordüse 8 x 333 mm, für Atembeutel [Anzahl] | 6 |
| E 496 Injektordüse 4 x 120 mm [Anzahl] | 15 |
| Magnetleiste für die automatische Wagenerkennung (ohne Magnete) [Anzahl] | 1 |