

E 435/3

Wagen

zur optimalen Aufnahme von ca. 2 Anästhesie-Sets.



- Geeignet für ca. 2 Anästhesie-Sets
- 6 Düsen mit federnden Auflagen für Atemschläuche bis 1,5 m Länge
- Lagerung auf Wendel
- Ausgestattet mit einem Anschluss für Heißlufttrocknung
- Haltevorrichtung für ML/2 zur Wagenerkennung / Sprüharmkontrolle

EAN: 4002513984064 / Materialnummer: 06641190 / Alte Materialnummer: 69543504D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8535	•
<b>Produktkategorie</b>	
Wagen für Anästhesie-Instrumentarium	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Anästhesie-Instrumentarium	•
<b>Kapazität</b>	
AN-Sets [Anzahl]	2
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	507
Außenmaß, Nettobreite in mm	535
Außenmaß, Nettotiefe in mm	515
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	510
Außenmaß, Bruttobreite in mm	540
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	520
Nettogewicht in kg	6,70
Bruttogewicht in kg	7,00
<b>Beipack</b>	
E 430/1 1/3 Siebschale [Anzahl]	1
E 432 Halterung für Faltenbeatmungsschläuche [Anzahl]	1