


E 950/1

Wagen

zur optimalen Aufnahme von Enghalsgläsern auf 3 Ebenen.



- Ausgestattet mit 232 Düsen
- Ebene 1+3: je 80 Düsen ID 90 (2,5 x 90 mm)
- Ebene 2: 72 Düsen ID 90 (2,5 x 90 mm)
- Maximale Beladungshöhe auf allen drei Ebenen jeweils 148 mm

EAN: 4002514072708 / Materialnummer: 06696990 /

Alte Materialnummer: 69595002D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8527	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Produktkategorie</b>	
Wagen für Enghalsgläser	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
<b>Kapazität</b>	
Enghalsgläser [Anzahl]	232
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	572
Außenmaß, Nettobreite in mm	640
Außenmaß, Nettotiefe in mm	790
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	650
Außenmaß, Bruttobreite in mm	650
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	820
Nettogewicht in kg	28,20
Bruttogewicht in kg	40,00
<b>Beipack</b>	
Magnetleiste für die automatische Wagenerkennung (inkl. Magnete) [Anzahl]	1