


E 103/1

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von Reagenzgläsern bis 12 x 75 mm.

EAN: 4002514231051 / Materialnummer: 06907630 / Alte Materialnummer: 69510302D



- geeignet für ca. 200 Reagenzgläser (bis 12 x 75 mm)
- In 6 Flächen aufgeteilt
- Die Maschenweite beträgt 8 x 8 mm
- Einschließlich Deckel A 13

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
<b>Produktkategorie</b>	
Einsatz/Modul für Reagenzgläser	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Reagenzgläsern	•
Aufbereitung von Laborglas	•
<b>Kapazität</b>	
Reagenzgläser [Anzahl]	200
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	122
Außenmaß, Nettobreite in mm	200
Außenmaß, Nettotiefe in mm	220
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	140
Außenmaß, Bruttobreite in mm	245
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	250
Nettogewicht in kg	0,54
Bruttogewicht in kg	0,74
<b>Beipack</b>	
A 13 Deckel [Anzahl]	1