

E 911/3

Wagen

zur optimalen Aufnahme von 4 DIN-Containern mit Deckel.



- Containergröße: 300 x 300 x 600 mm
- Magnetleiste für automatische Wagenerkennung (inkl. Magnete ML)

EAN: 4002514257969 / Materialnummer: 06943850 / Alte Materialnummer: 69591104D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktkategorie	
Wagen für Container	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Containern	•
Kapazität	
DIN-Container Höhe 30 cm [Anzahl]	4
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	455
Außenmaß, Nettobreite in mm	640
Außenmaß, Nettotiefe in mm	790
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	700
Außenmaß, Bruttobreite in mm	800
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1200
Nettogewicht in kg	18,00
Bruttogewicht in kg	28,00
Beipack	
Magnetleiste für die automatische Wagenerkennung (inkl. Magnete) [Anzahl]	1