

E 703/1

Aufsatz

zur optimalen Aufnahme von bis zu 7 Hohlkörperinstrumenten.



- Injektormodul für den Wagen E 525/2 und E 701/2

EAN: 4002514312064 / Materialnummer: 07025350 / Alte Materialnummer: 69570302D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7824	•
G 7826	•
Produktkategorie	
Sonstiger Einsatz/Sonstiges Modul	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten	•
Kapazität	
Hohlkörperinstrumente [Anzahl]	7
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	170
Außenmaß, Nettobreite in mm	80
Außenmaß, Nettotiefe in mm	555
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	680
Außenmaß, Bruttobreite in mm	560
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	650
Nettogewicht in kg	0,85
Bruttogewicht in kg	1,00
Beipack	
E 362 Blindschraube [Anzahl]	3
E 447 Adapter weiblich, für Luer-Lock männlich [Anzahl]	1
E 449 Adapter männlich, für Luer-Lock weiblich [Anzahl]	2
E 980 Winkeladapter [Anzahl]	3
Injektordüse Ø 4 mm, Länge 110 mm [Anzahl]	3
Injektordüse Ø 4 mm, Länge 120 mm, mit Klemmfeder [Anzahl]	3