


E 526/1

Wagen

zur optimalen Bestückung mit MIC-Instrumentarium und Zubehör auf 2 Ebenen.

EAN: 4002514312125 / Materialnummer: 07026560 / Alte Materialnummer: 69552602D



- Bestückungshöhe unten: 100 mm mm
- Maximale Länge der MIC-Instrumente: 600 mm
- Ausgestattet mit einem Anschluss für Heißlufttrocknung
- Magnetleiste für automatische Wagenerkennung (ohne Magnete ML)

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7824	•
Produktkategorie	
Wagen mit Anschluss für Heißlufttrocknung	•
Wagen für MIC-Instrumentarium	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Maximale Bestückungshöhe in mm	100
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von MIC-Instrumentarium	•
Kapazität	
Hohlkörperinstrumente [Anzahl]	44
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	498
Außenmaß, Nettobreite in mm	530
Außenmaß, Nettotiefe in mm	645
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	570
Außenmaß, Bruttobreite in mm	640
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	670
Nettogewicht in kg	9,20
Bruttogewicht in kg	10,00
Beipack	
Magnetleiste für die automatische Wagenerkennung (ohne Magnete) [Anzahl]	1