

E 515/1

Wagen

zur optimalen Aufnahme von ca. 3 Anästhesie-Sets.



- Geeignet auch für 9 Atemschläuche bis 1,5 m Länge und Zubehör
- Lagerung der Atemschläuche auf spiralförmiger Wendel
- Ausgestattet mit der Siebschale E 430
- Ausgestattet mit einem Anschluss für Heißlufttrocknung
- Magnetleiste für automatische Wagenerkennung (ohne Magnete ML)

EAN: 4002514312149 / Materialnummer: 07026590 / Alte Materialnummer: 69551502D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7824	•
Produktkategorie	
Wagen mit Anschluss für Heißlufttrocknung	•
Wagen für Anästhesie-Instrumentarium	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Anästhesie-Instrumentarium	•
Kapazität	
AN-Sets [Anzahl]	3
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	500
Außenmaß, Nettobreite in mm	530
Außenmaß, Nettotiefe in mm	645
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	550
Außenmaß, Bruttobreite in mm	550
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	640
Nettogewicht in kg	13,50
Bruttogewicht in kg	15,50
Beipack	
E 430/1 1/3 Siebschale [Anzahl]	1
E 431 Injektordüse für Faltenbalg, Ø 8 x 193 mm [Anzahl]	1
E 432 Halterung für Faltenbeatmungsschläuche [Anzahl]	1
E 433 Halterung für Silikonbeatmungsschläuche [Anzahl]	3
E 434 Halterung für Kinderbeatmungsschläuche [Anzahl]	1
E 466 Injektordüse 8 x 333 mm, für Atembeutel [Anzahl]	6
E 495 Injektordüse 2,5 x 90 mm [Anzahl]	3
E 496 Injektordüse 4 x 120 mm [Anzahl]	15
Gefederte Aufnahmen Ø 12 mm, für Beatmungsschläuche bis 1,5 m Länge [Anzahl]	9
Magnetleiste für die automatische Wagenerkennung (ohne Magnete) [Anzahl]	1