


O 188/2  
Oberkorb  
zur optimalen Aufnahme diverser Einsätze.



- Bestückungshöhe: 165 mm, höhenverstellbar +/- 20 mm
- Mit eingebautem Magnetsprüharm
- Magnet für Nutzung der Sprüharmsensierung der PG 8535, PG 8536

EAN: 4002514556178 / Materialnummer: 07333030 / Alte Materialnummer: 69118802D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Produktkategorie</b>	
Lafette/Korbträger	•
Oberkorb	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	280
Außenmaß, Nettobreite in mm	215
Außenmaß, Nettotiefe in mm	475
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	285
Außenmaß, Bruttobreite in mm	540
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	555
Nettogewicht in kg	2,40
Bruttogewicht in kg	3,16