

O 167/1

Oberkorb

zur optimalen Aufnahme von Einlegesohlen von OP-Schuhen.



- Geeignet für bis zu 28 Einlegesohlen
- Mit eingebautem Magnetsprüharm
- Magnet für Nutzung der Sprüharmsensierung der PG 8535, PG 8536

EAN: 4002514556215 / Materialnummer: 07333080 / Alte Materialnummer: 69116703D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Produktkategorie</b>	
Einsatz für OP-Schuhe	•
Oberkorb	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von OP-Schuhen	•
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	195
Außenmaß, Nettobreite in mm	480
Außenmaß, Nettotiefe in mm	475
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	210
Außenmaß, Bruttobreite in mm	495
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	540
Nettogewicht in kg	2,40
Bruttogewicht in kg	3,23