

E 931

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von bis zu 20 OP-Schuhen bis Größe 48.



- Geeignet für den Wagen E 975/2 in der unteren und oberen Ebene
- Ausgestattet mit 20 Halterungen
- Gesamtkapazität je Charge: 40 OP-Schuhe (20 Paare)

EAN: 4002514598444 / Materialnummer: 07439490 / Alte Materialnummer: 69593101D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktkategorie	
Einsatz für OP-Schuhe	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von OP-Schuhen	•
Kapazität	
OP-Schuhe [Anzahl]	20
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	254
Außenmaß, Nettobreite in mm	586
Außenmaß, Nettotiefe in mm	752
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	275
Außenmaß, Bruttobreite in mm	605
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	765
Nettogewicht in kg	4,35
Bruttogewicht in kg	4,70