

E 910/4

Wagen

zur optimalen Aufnahme von 6 DIN-Containern mit Deckel.



- Containergröße: 150 x 300 x 600 mm
- Magnetleiste für automatische Wagenerkennung (inkl. Magnete ML)

EAN: 4002514598659 / Materialnummer: 07439500 / Alte Materialnummer: 69591005D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8527	•
PG 8528	•
<b>Produktkategorie</b>	
Wagen für Container	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Containern	•
<b>Kapazität</b>	
DIN-Container Höhe 15 cm [Anzahl]	6
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	455
Außenmaß, Nettobreite in mm	790
Außenmaß, Nettotiefe in mm	640
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	720
Außenmaß, Bruttobreite in mm	830
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	780
Nettogewicht in kg	11,46
Bruttogewicht in kg	11,46
<b>Beipack</b>	
Magnetleiste für die automatische Wagenerkennung (inkl. Magnete) [Anzahl]	1