

E 527/2

Wagen

zur optimalen Aufnahme von 2 DIN-Containern inklusive Deckel.



- Magnetleiste für automatische Wagenerkennung (ohne Magnete ML)

EAN: 4002514606224 / Materialnummer: 07460270 / Alte Materialnummer: 69552703D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
G 7823	•
G 7824	•
<b>Produktkategorie</b>	
Wagen für Container	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Containern	•
<b>Kapazität</b>	
DIN-Container Höhe 15 cm [Anzahl]	1
DIN-Container Höhe 30 cm [Anzahl]	1
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	500
Außenmaß, Nettobreite in mm	530
Außenmaß, Nettotiefe in mm	645
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	650
Außenmaß, Bruttobreite in mm	550
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	640
Nettogewicht in kg	10,00
Bruttogewicht in kg	12,00
<b>Beipack</b>	
Magnetleiste für die automatische Wagenerkennung (ohne Magnete) [Anzahl]	1