

E 528/2

Wagen

zur optimalen Aufnahme von 3 kleinen DIN-Containern inklusive Deckel.



- Magnetleiste für automatische Wagenerkennung (ohne Magnete ML)

EAN: 4002514606231 / Materialnummer: 07460280 / Alte Materialnummer: 69552803D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7823	•
G 7824	•
Produktkategorie	
Wagen für Container	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Containern	•
Kapazität	
DIN-Container Höhe 15 cm [Anzahl]	3
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	500
Außenmaß, Nettobreite in mm	530
Außenmaß, Nettotiefe in mm	645
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	650
Außenmaß, Bruttobreite in mm	550
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	640
Nettogewicht in kg	10,00
Bruttogewicht in kg	12,00
Beipack	
Magnetleiste für die automatische Wagenerkennung (ohne Magnete) [Anzahl]	1