

E 555/2

Wagen

zur Reinigung von Instrumentarium auf 2 Ebenen.



- Bestückungsmaße unten: H 210, B 487, T 592 mm
- Bestückungsmaße oben: H 219, B 495, T 548 mm
- Magnetleiste für automatische Wagenerkennung (ohne Magnete ML)
- Vielseitige Bestückungen möglich

EAN: 4002514606248 / Materialnummer: 07460290 / Alte Materialnummer: 69555503D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7823	•
G 7824	•
Produktkategorie	
Wagen für Einsätze	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Schüsseln	•
Aufbereitung von Nierenschalen	•
Aufbereitung von Babyflaschen	•
Aufbereitung von OP-Instrumenten	•
Aufbereitung von Containern	•
Kapazität	
DIN-Siebschalen [Anzahl]	4
SPRI-Siebschalen [Anzahl]	2
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	298
Außenmaß, Nettobreite in mm	530
Außenmaß, Nettotiefe in mm	645
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	650
Außenmaß, Bruttobreite in mm	550
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	640
Nettogewicht in kg	10,00
Bruttogewicht in kg	12,00
Beipack	
Magnetleiste für die automatische Wagenerkennung (ohne Magnete) [Anzahl]	1