

DOS NA 120  
 Balgdosierpumpe  
 zur Dosierung von flüssigen, neutralen/alkalischen Medien.



- Zur Dosierung von flüssigem Reiniger, Emulgator
- Zur Dosierung von chemischem Desinfektionsmittel
- Zum nachträglichen Einbau durch den Miele Kundendienst

EAN: 4002514641911 / Materialnummer: 07514610 / Alte Materialnummer: 69226005D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8536	•
<b>Produktkategorie</b>	
Dosiersystem	•
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	0
Außenmaß, Nettobreite in mm	0
Außenmaß, Nettotiefe in mm	0
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	300
Außenmaß, Bruttobreite in mm	250
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	420
Nettogewicht in kg	2,45
Bruttogewicht in kg	2,89