

E 775/1

Wagen

zur optimalen Reinigung von Instrumentarium auf 2 Ebenen.



- Ausgestattet mit einem eingebauten Sprüharm
- Die Bestückungsmaße der beiden Ebenen unterscheiden sich
- Magnetleiste für automatische Wagenerkennung (ohne Magnete ML)

EAN: 4002514816395 / Materialnummer: 07765730 / Alte Materialnummer: 69577503D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7825	•
G 7826	•
Produktkategorie	
Wagen für Einsätze	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Aufbereitung von OP-Instrumenten	•
Kapazität	
DIN-Siebschalen [Anzahl]	4
SPRI-Siebschalen [Anzahl]	2
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	400
Außenmaß, Nettobreite in mm	530
Außenmaß, Nettotiefe in mm	600
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	650
Außenmaß, Bruttobreite in mm	550
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	640
Nettogewicht in kg	10,80
Bruttogewicht in kg	12,80
Beipack	
Magnetleiste für die automatische Wagenerkennung (ohne Magnete) [Anzahl]	1