

E 934/1

Wagen

zur optimalen Aufbereitung von Orthopädie-Containern auf 4 Ebenen.

EAN: 4002514816425 / Materialnummer: 07765770 / Alte Materialnummer: 69593402D



- Die Bestückungsmaße der 4 Ebenen unterscheiden sich
- Ebene 2 für größere Einschubhöhe von Ebene 1 herausnehmbar
- Sprüharme befinden sich unter der 3. und 4. Ebene
- Magnetleiste für automatische Wagenerkennung (inkl. Magnete)

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktkategorie	
Wagen für Container	•
Wagen für Orthopädie-Instrumentarium	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Containern	•
Aufbereitung von orthopädischem OP-Instrumentarium	•
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	500
Außenmaß, Nettobreite in mm	640
Außenmaß, Nettotiefe in mm	790
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	680
Außenmaß, Bruttobreite in mm	560
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	650
Nettogewicht in kg	12,85
Bruttogewicht in kg	12,85
Beipack	
Magnetleiste für die automatische Wagenerkennung (inkl. Magnete) [Anzahl]	1