

E 935/2

Wagen

zur optimalen Reinigung von Instrumentarium auf 3 Ebenen.



- Bestückungskapazität: 9 DIN-Siebe\*
- Ausgestattet mit 2 eingebauten Sprüharmen
- Die Bestückungsmaße der einzelnen Ebenen unterscheiden sich
- Magnetleiste für automatische Wagenerkennung (inkl. Magnete)

\* DIN-Sieb: 485 x 254 x 50 mm

EAN: 4002514816432 / Materialnummer: 07765780 / Alte Materialnummer: 69593503D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8527	•
PG 8528	•
<b>Produktkategorie</b>	
Wagen für Einsätze	•
Wagen zur Aufnahme von Siebschalen	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
Aufbereitung von OP-Instrumenten	•
<b>Kapazität</b>	
DIN-Siebschalen [Anzahl]	9
SPRI-Siebschalen [Anzahl]	6
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	524
Außenmaß, Nettobreite in mm	640
Außenmaß, Nettotiefe in mm	790
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	720
Außenmaß, Bruttobreite in mm	830
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	780
Nettogewicht in kg	26,50
Bruttogewicht in kg	30,00
<b>Beipack</b>	
Magnetleiste für die automatische Wagenerkennung (inkl. Magnete) [Anzahl]	1