

E 802/1

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von diversem stehenden Instrumentarium.



- Geeignet für die Aufnahme von Sonden, Pinzetten oder Mundspiegeln
- -
- 8 Fächer ca. 30 x 28 mm Breite
- 8 Fächer ca. 16 x 28 mm Breite
- 15 Fächer ca. 16 x 20 mm Breite

EAN: 4002514953403 / Materialnummer: 07984170 /

Alte Materialnummer: 69580202D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Thermodesinfektoren	•
Reinigungsgerät, klein, Dental	•
Großraum-Thermodesinfektoren, Dental	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWD 8534	•
PWA 8672	•
PWD 7121	•
PWD 7122	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
<b>Produktkategorie</b>	
Einsatz für Instrumente	•
Einsatz/Modul für Dental-Instrumentarium	•
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	148
Außenmaß, Nettobreite in mm	163
Außenmaß, Nettotiefe in mm	295
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	190
Außenmaß, Bruttobreite in mm	195
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	430
Nettogewicht in kg	0,65
Bruttogewicht in kg	1,15