

ProCare Dent 30 C - 1 l [Typ 2]
 Neutralisationsmittel, sauer, 1 l
 mit Weithals, zur optimalen Neutralisation auf Basis von Zitronensäure.



- Besonders geeignet für Übertragungsinstrumente
- Abgestimmt auf d. Aufbereitungsphasen im Miele Thermodesinfektor
- Kombinierbar mit Miele Dosierlanzen durch weiten Flaschenhals
- Hohe Materialschonung
- Flüssigkonzentrat

EAN: 4002515060773 / Materialnummer: 09175560 / Alte Materialnummer: 66915101EU3

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Einsatzmöglichkeiten	
Entfernung von Kalk und anderen säurelöslichen Verunreinigungen	Sehr gut
Dosierempfehlung	
Dosierempfehlung pro Spülgang	1 ml/l (0,1 %)
Große Öffnung für Dosierlanze	•
pH-Wert der Anwendungslösung	3,0
Hauptanwendungsbereiche	
Zahnarztpraxis	•
Produkteigenschaften	
Medienart	Saures Neutralisationsmittel
Aggregatsform	Flüssigkonzentrat
Inhaltsstoffe	Organische Säuren
Frei von Tensiden	•
Sehr gute Materialverträglichkeit	•
Geeignet für Standardinstrumente und Übertragungsinstrumente	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	242
Außenmaß, Nettobreite in mm	107
Außenmaß, Nettotiefe in mm	58
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	245
Außenmaß, Bruttobreite in mm	60
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	105
Bruttogewicht in kg	1
Füllmenge in ml	1000
Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
GHS/CLP-Konform	•