

ProCare Dent 40 - 1 l [Typ 1]  
Nachspülmittel, 1 l  
mit Ausgießhilfe, zum Nachspülen des Spülguts.



- Für eine verbesserte und verkürzte Trocknung
- Abgestimmt auf d. Aufbereitungsphasen im Miele Thermodesinfektor
- Erleichterte Dosierung durch präzise Ausgießhilfe
- Flüssigkonzentrat

EAN: 4002515060803 / Materialnummer: 09175600 / Alte Materialnummer: 66917101EU3

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Thermodesinfektoren	•
<b>Dosierempfehlung</b>	
Dosierempfehlung pro Spülgang	0,3 ml/l (0,03 %)
pH-Wert der Anwendungslösung	3,8
<b>Hauptanwendungsbereiche</b>	
Zahnarztpraxis	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Medienart	Nachspülmittel
Aggregatsform	Flüssigkonzentrat
Inhaltsstoffe	Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Phosphonate, nichtionische Tenside
Geeignet für Hand- und Winkelstücke	•
Verbessert und verkürzt die Trocknung	•
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	241
Außenmaß, Nettobreite in mm	106
Außenmaß, Nettotiefe in mm	58
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	260
Außenmaß, Bruttobreite in mm	60
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	100
Bruttogewicht in kg	1
Füllmenge in ml	1000
<b>Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen</b>	
CE	•
GHS/CLP-Konform	•