

U 520
Korb
für die optimale Aufnahme von Gläsern.



- 36 Fächer für 36 Gläser
- Fächergröße 73 mm x 73 mm mm
- Höhe 10,4, Breite 50 (53 inkl. GN-Flanken), Tiefe 50 cm

EAN: 4002515292846 / Materialnummer: 09581370 / Alte Materialnummer: 67652001D

| Produktzugehörigkeit | |
|-------------------------------|---|
| Spülmaschinen Frischwasser | • |
| Spülmaschinen Tank | • |
| Spülmaschinen Tank Durchschub | • |
| Gerätezugehörigkeit | |
| G 8066 | • |
| PG 8041 | • |
| PG 8043 | • |
| PG 8045 | • |
| PG 8055 | • |
| PG 8055 U | • |
| PG 8056 | • |
| PG 8056 U | • |
| PG 8057 TD | • |
| PG 8057 TD U | • |
| PG 8058 | • |
| PG 8058 U | • |
| PG 8059 | • |
| PG 8059 U | • |
| PG 8060 | • |
| PG 8061 | • |
| PG 8061 U | • |
| PG 8165 | • |
| PG 8166 | • |
| PG 8169 | • |
| PG 8172 | • |
| PG 8172 Eco | • |
| PTD 901 | • |
| PG 8096 | • |
| PG 8096 U | • |
| PG 8099 | • |
| PG 8099 U | • |
| PFD 400 | • |
| PFD 400 U | • |
| PFD 401 | • |
| PFD 401 U | • |
| PFD 402 | • |
| PFD 402 U | • |
| PFD 404 | • |
| PFD 404 U | • |
| PFD 405 | • |
| PFD 405 U | • |
| PFD 407 | • |
| PFD 407 U | • |
| PFD 408 U | • |
| PTD 702 | • |
| PTD 703 | • |
| PTD 704 | • |
| Produktkategorie | |
| Korb für Gläser | • |

U 520
Korb
für die optimale Aufnahme von Gläsern.



EAN: 4002515292846 / Materialnummer: 09581370 / Alte Materialnummer: 67652001D

| Produkteigenschaften | |
|----------------------------------|------------|
| Material | Kunststoff |
| Farbe | Blau, Grün |
| Anzahl Fächer | 36 |
| Fächerbreite in mm | 73 |
| Fächerlänge in mm | 73 |
| Kapazität | |
| Gläser bis 73 mm Höhe [Anzahl] | 36 |
| Standard Elektroanschluss | |
| Phasenanzahl | 0 |
| Spannung in V | 0 |
| Frequenz in Hz | 0 |
| Gesamtanschluss in kW | 0,00 |
| Absicherung in A | 0 |
| Maße und Gewicht | |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm | 104 |
| Außenmaß, Nettobreite in mm | 500 |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm | 500 |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm | 200 |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm | 590 |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm | 590 |
| Nettogewicht in kg | 1,80 |
| Bruttogewicht in kg | 2,30 |