

A 100

Oberkorb

zur optimalen Aufnahme von Injektormodulen oder Einsätzen.



- Oberkorb mit zwei Modulankopplungen
- Zur Aufnahme von bis zu 2 Injektormodulen oder Einsätzen
- Automatischer Verschluss der Ankopplung bei Nichtverwendung
- Bestückungshöhe mit Modul mit Kunststoffstütze beträgt 190 mm
- Bestückungsmaße: Breite 489, Länge 440 mm

EAN: 4002515460610 / Materialnummer: 09862320 / Alte Materialnummer: 69610000D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
<b>Produktkategorie</b>	
Korb mit Modulankopplung	•
Oberkorb	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Pipetten/Vials	•
Aufbereitung von Laborglas	•
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	141
Außenmaß, Nettobreite in mm	525
Außenmaß, Nettotiefe in mm	528
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	170
Außenmaß, Bruttobreite in mm	555
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	565
Nettogewicht in kg	2,80
Bruttogewicht in kg	3,49