

A 801

Adapter

zur Verwendung von AUF 1 und AUF 2 in Verbindung mit dem A 105/1.



EAN: 4002515460931 / Materialnummer: 09862940 /
Alte Materialnummer: 69680100D

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Reinigungsgerät, klein, Dental	•
SlimLine-Thermodesinfektoren, Dental	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8581	•
PG 8591	•
PWA 8672	•
PWD 7121	•
PWD 7122	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategorie	
Aufnahme bzw. Adapter für Übertragungsinstrumente	•
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	50
Außenmaß, Nettobreite in mm	50
Außenmaß, Nettotiefe in mm	50
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	12
Außenmaß, Bruttobreite in mm	80
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	120
Nettogewicht in kg	0,01
Bruttogewicht in kg	0,01