


KT 500
Korbträger
zur Aufnahme von Körben mit Außenmaßen bis 50 x 50 cm.



- Notwendig für PG 8172 mit alten Miele Tischen (G 720/21)
- Der Korbträger wird anstelle des Standardkorbträgers verwendet

EAN: 4002515464656 / Materialnummer: 09876230 / Alte Materialnummer: 67850002D

Produktzugehörigkeit	
Spülmaschinen Tank Durchschub	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
Produktkategorie	
Lafette/Korbträger	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	345
Außenmaß, Bruttobreite in mm	410
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1270
Nettogewicht in kg	14,00
Bruttogewicht in kg	15,00