

DOS G 80 ProfiLine NER  
Schlauchdosierpumpe für 5-10 l-Kanister  
mit Leerstandanzeige zur automatischen Dosierung von Flüssigreinigern.



- Geeignet für alle Spülmaschinen der Geräteserie PG 8080-83 SCVi
- 333 mm mm Saugrohr für 5 und 10 l-Kanister
- Dosierung bis zu 55 Milliliter ml pro Minute
- Einstellbar über die Steuerung der Spülmaschine
- 4 Deckel für diverse Kanistergrößen im Lieferumfang enthalten

EAN: 4002515522936 / Materialnummer: 09971980 / Alte Materialnummer: 67747030NER

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Spülmaschinen Frischwasser	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8130	•
PG 8130 U	•
PG 8130 i	•
PG 8130 U/i	•
PG 8131 i	•
PG 8132 SCi	•
PG 8133 SCVi	•
<b>Produktkategorie</b>	
Externes Dosiersystem	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Kunststoff
Farbe	Grau
Förderrate in ml/60 Sek.	55
Länge der Sauglanze in mm	333
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	1
Nullleiter	N
AC/DC	AC
Spannung in V	200-230
Frequenz in Hz	50
Gesamtanschluss in kW	0,01
Absicherung in A	0
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	0
Außenmaß, Nettobreite in mm	0
Außenmaß, Nettotiefe in mm	0
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	160
Außenmaß, Bruttobreite in mm	198
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	478
Nettogewicht in kg	2,15
Bruttogewicht in kg	2,52