

PG 8596

Dosierschrank

Zur Aufnahme von Prozesschemikalien und Dosiermodulen



- 2 herausziehbare Schubladen zur Aufnahme von je 3 x 5 l-Kanistern
- Innenmaße: H 285-690 , B 250, T 425-555 mm
- Pro Ebene je 2 Aufnahmemöglichkeiten für Dosiermodule
- Auffangschale ermöglicht bessere Restentleerung der Kanister

EAN: 4002515558317 / Materialnummer: 10087330 / Alte Materialnummer: 69859601D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Produktkategorie	
Dosiersystem	•
Produkteigenschaften	
Farbe	Lotosweiß
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	835
Außenmaß, Nettobreite in mm	300
Außenmaß, Nettotiefe in mm	600
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	900
Außenmaß, Bruttobreite in mm	400
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	740
Nettogewicht in kg	26,50
Bruttogewicht in kg	30,00