


UG 30-90/60-85

Sockel, geschlossen

zur Erhöhung der Maschine inkl. Seitenschrank, 60 cm tief, 90 cm breit.



- Einsetzbar für Aqua Purificator PG 8595 und DOS-Schrank PG 8596

EAN: 4002515558348 / Materialnummer: 10087360 / Alte Materialnummer: 69309001D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Produktkategorie	
Unterbau/Sockel	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	300
Außenmaß, Nettobreite in mm	897
Außenmaß, Nettotiefe in mm	542
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	330
Außenmaß, Bruttobreite in mm	915
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	563
Nettogewicht in kg	13,40
Bruttogewicht in kg	15,00