

A 502

Wagen

zur Aufbereitung von Schaftinstrumenten der Roboter-assistierte Chirurgie.



- Für bis zu 8 Schaftinstrumenten sowie 2 Spezialinstrumente
- Zusätzliche Injektoren und Halterungen für weiteres OP-Zubehör
- Ausgestattet mit einem wiederaufbereitbaren Mikrofilter
- Modulares Beladungsträgerkonzept

EAN: 4002515584934 / Materialnummer: 10131840 / Alte Materialnummer: 69650201D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8527	•
PG 8528	•
<b>Produktkategorie</b>	
Wagen für Robotik-Instrumentarium	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Robotik-Instrumentarium	•
<b>Kapazität</b>	
Robotik-Instrumente [Anzahl]	10
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	0
Außenmaß, Nettobreite in mm	0
Außenmaß, Nettotiefe in mm	0
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	540
Außenmaß, Bruttobreite in mm	530
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	500
Nettogewicht in kg	6,30
Bruttogewicht in kg	7,80
<b>Beipack</b>	
E 448 Silikonschlauch mit Luer-Lock-Adapter weiblich [Anzahl]	6
E 452 Injektordüse 2,5 x 60 mm [Anzahl]	3
FP Filterplatte [Anzahl]	2