

A 600 Modul

zur optimalen Aufbereitung von Instrumenten der Roboter-assistierten Chirurgie.



- Geeignet für 6 Instrumente, ältere Generation (S / Si)

EAN: 4002515585016 / Materialnummer: 10131910 / Alte Materialnummer: 69660001D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktkategorie	
Modul/Aufnahme für Robotik-Instrumentarium	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Robotik-Instrumentarium	•
Kapazität	
Robotik-Instrumente [Anzahl]	6
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	265
Außenmaß, Nettobreite in mm	573
Außenmaß, Nettotiefe in mm	318
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	355
Außenmaß, Bruttobreite in mm	605
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	355
Nettogewicht in kg	5,20
Bruttogewicht in kg	5,54