

A 602

Modul

zur optimalen Aufbereitung von Instrumenten der Roboter-assistierten Chirurgie.



- Geeignet für 8 Instrumente, neueste Generation (Xi)

EAN: 4002515585030 / Materialnummer: 10131930 / Alte Materialnummer: 69660201D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8527	•
PG 8528	•
<b>Produktkategorie</b>	
Modul/Aufnahme für Robotik-Instrumentarium	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Robotik-Instrumentarium	•
<b>Kapazität</b>	
Robotik-Instrumente [Anzahl]	8
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	303
Außenmaß, Nettobreite in mm	555
Außenmaß, Nettotiefe in mm	318
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	540
Außenmaß, Bruttobreite in mm	530
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	500
Nettogewicht in kg	6,30
Bruttogewicht in kg	7,80