

A 806

Aufnahme

zur optimalen Aufbereitung von Instrumenten der Roboter-assistierten Chirurgie.



- Für Spezialinstrumente mit seitlichem Spülanschluss

EAN: 4002515585054 / Materialnummer: 10131960 / Alte Materialnummer: 69680601D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktkategorie	
Modul/Aufnahme für Robotik-Instrumentarium	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Robotik-Instrumentarium	•
Kapazität	
Robotik-Instrumente [Anzahl]	1
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	77
Außenmaß, Nettobreite in mm	41
Außenmaß, Nettotiefe in mm	165
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	25
Außenmaß, Bruttobreite in mm	245
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	485
Nettogewicht in kg	0,37
Bruttogewicht in kg	0,49