


A 807

Aufnahme

zur optimalen Aufbereitung von Instrumenten der Roboter-assistierten Chirurgie.



- Für Spezialinstrumente, Präparierklemmen, ältere Generation, S/Si

EAN: 4002515585078 / Materialnummer: 10131980 / Alte Materialnummer: 69680701D

| Produktzugehörigkeit | |
|--|-----------|
| Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin | • |
| Gerätezugehörigkeit | |
| PG 8527 | • |
| PG 8528 | • |
| Produktkategorie | |
| Modul/Aufnahme für Robotik-Instrumentarium | • |
| Produkteigenschaften | |
| Material | Edelstahl |
| Farbe | Edelstahl |
| Anwendungsbereich | |
| Aufbereitung von Robotik-Instrumentarium | • |
| Kapazität | |
| Robotik-Instrumente [Anzahl] | 1 |
| Standard Elektroanschluss | |
| Phasenanzahl | 0 |
| Spannung in V | 0-0 |
| Frequenz in Hz | 0-0 |
| Gesamtanschluss in kW | 0,00-0,00 |
| Absicherung in A | 0-0 |
| Maße und Gewicht | |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm | 77 |
| Außenmaß, Nettobreite in mm | 41 |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm | 165 |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm | 25 |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm | 245 |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm | 485 |
| Nettogewicht in kg | 0,37 |
| Bruttogewicht in kg | 0,49 |