


UG 30-90/70-85

Sockel, geschlossen

zur Erhöhung der Maschine, 70 cm tief, 90 cm breit.



- Geeignet für alle Geräte mit einer Breite von 90, Tiefe von 70 cm

EAN: 4002515622506 / Materialnummer: 10210600 / Alte Materialnummer: 69309002D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8582 CD	•
PG 8583 CD	•
Produktkategorie	
Unterbau/Sockel	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	317
Außenmaß, Nettobreite in mm	900
Außenmaß, Nettotiefe in mm	700
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	310
Außenmaß, Bruttobreite in mm	610
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	610
Nettogewicht in kg	15,60
Bruttogewicht in kg	17,00