

AFS-1

Speiseresteabstreifer

für die einfache und hygienische Entfernung von Speiseresten auf Tellern.

EAN: 4002515643433 / Materialnummer: 10251850 / Alte Materialnummer: 67820029D



- Zur Montage an 120 cm lange Tische
- Fest angebrachter Halter und entnehmbarer Gummiabstreifer
- Breite: 25 cm

Produktzugehörigkeit	
Spülmaschinen Tank Durchschub	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
Produktkategorie	
Tisch/Tischzubehör	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	80
Außenmaß, Nettobreite in mm	140
Außenmaß, Nettotiefe in mm	264
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	90
Außenmaß, Bruttobreite in mm	150
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	275
Nettogewicht in kg	0,73
Bruttogewicht in kg	1,00