

ProCare Shine 10 MA - 10 l
 Flüssigreiniger, mildalkalisch, 10 l
 zur optimalen Reinigung von Geschirr, Besteck und Gläsern.



- Phosphat- und Chlorfrei
- Für leichte bis mittlere Verschmutzungen
- Zur Anwendung in gewerblichen Spülmaschinen
- Flüssigkonzentrat, Dosierempfehlung: 0,2-0,5 % (2-5 ml/l)
- Entwickelt speziell für Miele Professional

EAN: 4002515692950 / Materialnummer: 10327970 /
 Alte Materialnummer: 61912301EU1

Produktzugehörigkeit	
Spülmaschinen Frischwasser	•
Spülmaschinen ProfiLine	•
Spülmaschinen Tank	•
Spülmaschinen Tank Durchschub	•
Einsatzmöglichkeiten	
Entfernung von Stärkebelägen	•
Entfernung von Kaffee- und Teerückständen	•
Entfernung von angetrockneten Speiseresten	•
Entfernung von eingebranntem Fett	•
Dosierempfehlung	
Dosierempfehlung pro Spülgang	2-5 ml/l (0,2-0,5 %)
Dosierempfehlung (pro Spülgang)	2-5 ml/l (0,2-0,5 %)
Große Öffnung für Dosierlanze	•
Intensität der Verschmutzung	Leicht bis Mittel
Empfohlener Wasserbereich in mmol/l	0-0,53
Hauptanwendungsbereiche	
Hotels und Pensionen	•
Restaurants, Bars und Catering	•
Spa, Wellness und Sport	•
Senioren- und Pflegeheime	•
Schulen und Kindergärten	•
Handwerksbetriebe	•
Agenturen und Büros	•
Arztpraxen und Kliniken	•
Produkteigenschaften	
Medienart	Mildalkal. Reinigungsmittel
Aggregatsform	Flüssigkonzentrat
Inhaltsstoffe	Alkalien, Komplexbildner (ohne Phosphat)
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	230,00
Produkteigenschaften	
Medienart	Mildalkal. Reinigungsmittel
Aggregatsform	Flüssigkonzentrat
Inhaltsstoffe	Alkalien, Komplexbildner (ohne Phosphat)
Geeignet für Gläser	•
Geeignet für Besteck	•
Geeignet für Kunststoff	•
Geeignet für Edelstahl	•
Geeignet für Porzellan/Keramik	•
Geeignet für Aluminium	•
Geeignet für Silber	•
Dekorschonend	•
Beugt Korrosion vor	•
Verhindert Kalkablagerungen und schützt das Spülgut	•

ProCare Shine 10 MA - 10 l
Flüssigreiniger, mildalkalisch, 10 l
zur optimalen Reinigung von Geschirr, Besteck und Gläsern.



EAN: 4002515692950 / Materialnummer: 10327970 /
Alte Materialnummer: 61912301EU1

Maße und Gewicht

Außenmaß, Nettohöhe in mm	315
Außenmaß, Nettobreite in mm	190
Außenmaß, Nettotiefe in mm	230
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	315
Außenmaß, Bruttobreite in mm	190
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	230
Bruttogewicht in kg	13
Füllmenge in ml	10000

Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen

GHS/CLP-Konform

•