

UGT F10 Füße für den Unterbau UGT 44-60/85.





- Set bestehend aus 4 Füßen
- Zur festen Verschraubung mit dem Unterbau

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Produktkategorie	
Unterbau/Sockel	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	83
Außenmaß, Nettobreite in mm	45
Außenmaß, Nettotiefe in mm	45
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	105
Außenmaß, Bruttobreite in mm	190
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	60
Nettogewicht in kg	5,00
Bruttogewicht in kg	6,40