

U 408
Korb
für die optimale Aufnahme von Tassen.



- Mit 4 Reihen

EAN: 4002515691151 / Materialnummer: 10358570 / Alte Materialnummer: 67640801D

Produktzugehörigkeit	
Spülmaschinen Tank	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8164	•
PTD 701	•
Produktkategorie	
Korb für Tassen	•
Produkteigenschaften	
Material	Kunststoff
Farbe	Blau, Grau, Weiß
Anzahl Reihen	4
Strebenabstand in mm	85
Kapazität	
Tassen [Anzahl]	20
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	100
Außenmaß, Nettobreite in mm	410
Außenmaß, Nettotiefe in mm	410
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	270
Außenmaß, Bruttobreite in mm	525
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	540
Nettogewicht in kg	1,20
Bruttogewicht in kg	2,14