

U 407  
Korb  
für typisches Spülgut aus Bistros.



- Für Gläser, Tassen, Teller, Kuchenteller, Untertassen etc.
- Mit unterschiedlichen Strebennhöhen und -abständen
- Für Besteck ist der Köcher E 168 zusätzlich einsetzbar

EAN: 4002515691199 / Materialnummer: 10358620 / Alte Materialnummer: 67640701D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Spülmaschinen Tank	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8164	•
PTD 701	•
<b>Produktkategorie</b>	
Korb für Mischgeschirr	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Draht, rilsaniert
Farbe	Weiß
Anzahl Reihen	5
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	92
Außenmaß, Nettobreite in mm	400
Außenmaß, Nettotiefe in mm	420
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	170
Außenmaß, Bruttobreite in mm	520
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	620
Nettogewicht in kg	1,94
Bruttogewicht in kg	3,10