


AW 51
 Abtropfwanne
 für 500er Körbe zum Abstellen auf der Theke/Arbeitsplatte.



- Für die Aufnahme von Tropfwasser

EAN: 4002515718780 / Materialnummer: 10396100 / Alte Materialnummer: 67213401D

Produktzugehörigkeit	
Spülmaschinen Tank	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
Produktkategorie	
Sonstiges Zubehör	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	25
Außenmaß, Nettobreite in mm	525
Außenmaß, Nettotiefe in mm	525
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	55
Außenmaß, Bruttobreite in mm	650
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	630
Nettogewicht in kg	2,45
Bruttogewicht in kg	3,38