

ProCare Lab 11 AP - 10 kg
 Pulverreiniger, alkalisch, 10 kg
 zur optimalen Aufbereitung von Laborutensilien.



- Frei von Phosphorverbindungen, oxidierende Wirkung
- Entwickelt speziell für Miele Professional
- Für verschiedenste Materialien geeignet
- pH-Wert 11,5-11,7

EAN: 4002515780176 / Materialnummer: 10490590 / Alte Materialnummer: 62922101EU3

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Einsatzmöglichkeiten	
Entfernung von anorganischen und organischen Verunreinigungen	Gut
Dosierempfehlung	
pH-Wert der Anwendungslösung	11,5-11,7
Empfohlener Wasserbereich in mmol/l	0-1,1
Hauptanwendungsbereiche	
Wasserlaboratorien	•
Serologische Institute	•
Phosphatindustrie	•
Produkteigenschaften	
Medienart	Alkalisches Reinigungsmittel
Aggregatsform	Pulver
Inhaltsstoffe	Bleichmittel auf Sauerstoffb., Tenside
Geeignet für Kunststoff	•
Geeignet für Edelstahl	•
Geeignet für Porzellan/Keramik	•
Geeignet für Laborglas	•
Nicht geeignet für eloxiertes Aluminium	•
Frei von Phosphaten	•
Nicht geeignet für nicht eloxiertes Aluminium	•
Nicht geeignet für Leicht- und Buntmetalle	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	268
Außenmaß, Nettobreite in mm	265
Außenmaß, Nettotiefe in mm	265
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	280
Außenmaß, Bruttobreite in mm	270
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	270
Füllgewicht in g	10000
Bruttogewicht in kg	10
Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen	
GHS/CLP-Konform	•