

DTD 2

Auffangschale

für die sichere Platzierung von ProCare Kanistern.

EAN: 4002515933695 / Materialnummer: 10695460 / Alte Materialnummer: 61910001D



- Bietet Platz für 2 ProCare Kanister
- Sicherer Stand für die 5 u. 10 l Kanister der ProCare Serien
- Optimale Restentleerung der Kanister dank Neigewinkel
- Zum Einsatz in einem Nebenschrank geeignet

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
ProCare	•
<b>Einsatzmöglichkeiten</b>	
Sichere Platzierung von ProCare Kanistern	•
Optimale Entleerung von ProCare Kanistern	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Geneigter Boden für eine optimale Restentleerung von ProCare Kanistern	•
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	463,00
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	74
Außenmaß, Bruttobreite in mm	327
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	463
Bruttogewicht in kg	1