

A 819  
Spülhülse  
zur optimalen Reinigung von Hohlkörper-Instrumenten.

EAN: 4002515990278 / Materialnummer: 10721750 / Alte Materialnummer: 68681900D



- Z.B. für magnetostriktive Ultraschallspitzen, wie Cavitron
- Innenmaß 108 mm
- Inklusive Kappe mit einer Öffnung von  $\varnothing$  10 mm
- Mit Befestigungsschelle

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Thermodesinfektoren	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8591	•
<b>Produktkategorie</b>	
Aufnahme	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
<b>Kapazität</b>	
Ultraschallspitzen [Anzahl]	1
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	10
Außenmaß, Nettobreite in mm	100
Außenmaß, Nettotiefe in mm	114
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	12
Außenmaß, Bruttobreite in mm	120
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	170
Nettogewicht in kg	0,02
Bruttogewicht in kg	0,02