

A 830

Einsatz

zur optimalen Aufnahme der Arbeitenden zerlegbarer Mundspiegel.

EAN: 4002516125334 / Materialnummer: 10730400 / Alte Materialnummer: 68683000D



- Zur Verwendung im Einsatz E 337/1
- 3 Fächer Ø 8 mm, 14 Fächer 10 x 19 mm, 2 Fächer 8 x 19 mm
- Handgriffe der Mundspiegel in Fächern des E 337/1 einstellbar

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Thermodesinfektoren	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8591	•
<b>Produktkategorie</b>	
Einsatz/Modul für Dental-Instrumentarium	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Kunststoff
Farbe	Schwarz
Anzahl Fächer	16
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	49
Außenmaß, Nettobreite in mm	148
Außenmaß, Nettotiefe in mm	11
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	12
Außenmaß, Bruttobreite in mm	80
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	120
Nettogewicht in kg	0,01
Bruttogewicht in kg	0,01