

DP [50Hz]

Ablaufpumpe

zur Umrüstung eines Gerätes mit Ablaufventil auf Ablaufpumpe.

EAN: 4002516024057 / Materialnummer: 10931330 / Alte Materialnummer: 69240003D



- Für Installationen ohne Bodenablauf

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz, Weiß, Grau
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	0
Außenmaß, Nettobreite in mm	0
Außenmaß, Nettotiefe in mm	0
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	180
Außenmaß, Bruttobreite in mm	390
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	390
Nettogewicht in kg	3,88
Bruttogewicht in kg	5,73