

FP 900

Sockel

inkl. Bodenwanne und Durchbrüchen für Ablaufinstallationen.



- Geeignet für 2-türige Geräte mit einer Breite von 900 mm
- Rahmen mit eingebauter Auffangwanne aus Edelstahl
- Geeignet für Geräte mit Ablaufventil oder Ablaufpumpe

EAN: 4002516031925 / Materialnummer: 10941870 / Alte Materialnummer: 69253005D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PLW 8616	•
<b>Produktkategorie</b>	
Unterbau/Sockel	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	100
Außenmaß, Nettobreite in mm	900
Außenmaß, Nettotiefe in mm	990
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	161
Außenmaß, Bruttobreite in mm	935
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1200
Nettogewicht in kg	25,20
Bruttogewicht in kg	36,30