

A 500
Wagen
mit 1 Ebene zur Reinigung von Laborgläsern und -utensilien.

EAN: 4002516050421 / Materialnummer: 10973880 / Alte Materialnummer: 69650001D



- Zur Aufnahme von Einsätzen und Siebschalen
- Mit A 603 erweiterbar auf 2 Ebenen

| | |
|--|-----------------------|
| Produktzugehörigkeit | |
| Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor | • |
| Gerätezugehörigkeit | |
| PLW 8615 | • |
| PLW 8616 | • |
| PLW 8617 | • |
| Produktkategorie | |
| Wagen für Einsätze | • |
| Produkteigenschaften | |
| Material | Edelstahl, Kunststoff |
| Farbe | Edelstahl, Schwarz |
| Anwendungsbereich | |
| Aufbereitung von Laborglas | • |
| Kapazität | |
| DIN-Siebschalen [Anzahl] | 3 |
| SPRI-Siebschalen [Anzahl] | 2 |
| Maße und Gewicht | |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm | 153 |
| Außenmaß, Nettobreite in mm | 650 |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm | 790 |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm | 170 |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm | 660 |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm | 810 |
| Nettogewicht in kg | 4,70 |
| Bruttogewicht in kg | 5,00 |